



PROTOCOLO DE INDICAÇÃO
DE TRANSFUSÃO

PATIENT BLOOD MANAGEMENT - PBM

CRIOPRECIPITADO QUANDO E COMO USAR

1

DOSE

Calcule a dose pelo nível de fibrinogênio. Veja como calcular no Qr Code abaixo.

2

INFUSÃO

Reavalie o sangramento e a dosagem de fibrinogênio após a infusão da dose prevista.

3

PRESCRIÇÃO

Transfunda o número total de bolsas sem intervalo, com infusão rápida.

O Crioprecipitado deve ser usado para reposição de fibrinogênio.
Não esqueça de dosar!



Calcule com o aplicativo do EducaSangue

Evite transfusões desnecessárias!

O foco do tratamento é o paciente.